



Porcelain Liner M

EN

INSTRUCTIONS

IMPORTANT :
READ ALL INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE USE.
KEEP THIS LEAFLET AND REFER TO IT PERIODICALLY.

Adhesive Primer for Porcelain Bonding

Porcelain Liner M

FOR DENTIST OR DENTAL TECHNICIAN USE ONLY

1.What is Porcelain Liner M?

Porcelain Liner M is a silane coupling agent for porcelain surface. Application of the product on a porcelain surface before bonding with a dental adhesive resin cement such as Super-Bond C&B will improve the bond strength and durability.

2.Contents of the kit

- ①Liquid A ----- 5mL
- ②Liquid B ----- 5mL
- ③Plastic Dispensing Dish ----- 15
- ④Sponge (L-S) ----- 1
- Attached document
- Instructions

3.Precautions : Read all instructions thoroughly before use.

3.1 Safety Please keep the following precautions for safe use.

- ①**Applications**
Use Porcelain Liner M only for the applications recommended in this leaflet.
- ②**Past history of sensitivity**
Porcelain Liner M should not be used by clinicians / technicians or on patients who are methacrylic monomer-sensitive.
- ③**Symptomatic irritation**
Cease using Porcelain Liner M immediately, if signs of irritation such as rashes appear,and see a doctor.
- ④**Avoid contact**
Avoid contact with soft tissue,skin or eyes. A rubber dam is recommended for intraoral use. Contaminated skin or mucosa should be wiped off immediately with alcohol and then thoroughly rinsed with running water. If Porcelain Liner M enters the eye, immediately rinse thoroughly with running water. The patient should be examined by an ophthalmologist. Be sure to wear dental gloves.
- ⑤**Give care to flammability**
Liquid A and Liquid B are flammable. Do not store where they may be exposed to open flame.

3.2 Storage

- ①**Storage conditions**
Store the Liquid A and Liquid B in a cool,dark location. High temperature,high humidity and direct sunlight will shorten their shelf-life.
- ②**Volatility**
Liquid A and Liquid B are highly volatile. Recap the bottles immediately.
- ③**Contamination**
Do not mix the bottle caps. Plastic Dispensing Dish is disposable. Do not reuse, and avoid using with other materials.

As in any dental treatment, the patient's individual constitution and the unique requirements of clinical case at hand must be considered before selecting materials and conditions for use.

4. How to use Porcelain Liner M

- ①**Pretreatment of the porcelain surface**
Remove contaminants and stains fromthe porcelain surface.

Depending on the case at hand,clean by use of abrasive wheels and points or a prophy cup with fluoride-free,oil-free pumice, then rinse thoroughly with water and dry.

*Applying the Red Activator will help remove surface contaminants.

*Ultrasonic cleaner is also effective.

②Preparation of the mixture of Liquid A and Liquid B

Dispense Liquid A and Liquid B to a well of a Plastic Dispensing Dish and mix with an application sponge.

[Mixing Ratio]

Liquid A / Liquid B = 1 / 1

*The mixture becomes usable immediately.

*The mixture is volatile. Use quickly after mixing.

③Application of Porcelain Liner M

Using an application sponge in the kit, apply the mixture to the porcelain surface to be bonded.

*Blow lightly if the liquid remains in a dent.

*Application of the mixture to tooth or metal surface will not affect the adhesion.

*If possible, after applying Porcelain Liner M, heat the surface with a hair dryer or a warm-air dryer to enhance the bond strength.

[Treating Condition]

At 80-120°C for 2-3 min.

④Bonding Operation

Apply the adhesive resin cement following the instructions.

*Carefully avoid contamination of the applied surface, and apply the resin cement quickly.

5.Clinical Applications

- ①Repair of porcelain
 - Repair of a fractured porcelain tooth
 - Repair with composite resin of a fractured porcelain veneered crown
 - Adhesion of all-ceramic crown or inlay
 - Adhesion of porcelain veneer

- ②Adhesion of orthodontic bracket to porcelain tooth

- ③Adhesion of ceramic bracket to tooth surface

FR

INSTRUCTIONS

IMPORTANT :
LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTURCTIONS AVANT L'USAGE.
CONSERVER CE DOCUMENT ET S'Y RÉFÉRER RÉGULIÈREMENT.

Apprêt Adhésif pour Collage de la Céramique

Porcelain Liner M

A L'USAGE EXCLUSIF DU CHIRURGIEN-DENTISTE
OU DU PROTHÉSISTE DENTAIRE

1.Qu'est-ce que Porcelain Liner M?

Porcelain Liner M est un agent de couplage de type silane pour les surfaces de céramique. L'application de ce produit sur la céramique avant d'appliquer un ciment adhésif tel que **Super-Bond C&B** améliore l'adhésion et sa durabilité.

2.Composition du Coffret

- ①Liquide A (Liquid A) ----- 5mL
- ②Liquide B (Liquid B) ----- 5mL
- ③Godets de Mélange Plastique (Plastic Dispensing Dish) -----15
- ④Eponges (G-P) (Sponge L-S) ----- 1
- Documents joints
- Instructions

3.Précautions : Lire attentivement les instructions avant l'usage.

3.1 Sécurité Respecter les précautions suivantes pour une parfaite sécurité d'emploi.

- ①**Indications :**
N'utiliser **Porcelain Liner M** que pour les indications recommandées dans cette notice.
- ②**Sensibilisation :**
Porcelain Liner M ne doit pas être utilisé par des Chirurgiens-Dentistes/ Prothésistes ou sur des patients présentant une sensibilisation au monomère méthacrylique.
- ③**Irritation symptomatique :**
Stopper immédiatement toute utilisation de **Porcelain Liner M** en cas d'irritation (tel un rash) et consulter un médecin.
- ④**Contacts à l'éviter**
Éviter tout contact avec les tissus mous, la peau et les yeux. La pose de la digue est recommandée en usage intra-oral. Nettoyer immédiatement à l'alcool la peau ou la muqueuse en cas de contact et rincer abondamment à l'eau courante. En cas de contact de **Porcelain Liner M** avec l'œil, rincer immédiatement et

abondamment à l'eau courante. Faire examiner le patient par un médecin ophtalmologiste. Veiller à porter des gants.

⑤Inflammabilité

Les Liquides A et B sont des produits inflammables. Ne pas stocker à proximité d'une flamme.

3.2 Stockage

- ①**Conditions de stockage :**
Conservser les Liquides A et B dans un endroit frais à l'abri de la lumière. Une température élevée, l'humidité et l'exposition au soleil réduisent la durée d'utilisation des produits.
- ②**Evaporation :**
Les Liquides A et B sont très volatils. Refermer immédiatement les flacons après l'usage.
- ③**Contamination :**
Ne pas intervertir les bouchons. Les Godets de Mélange Plastique sont à usage unique. Ne pas les réutiliser et éviter de les utiliser pour d'autres produits.

Comme dans toute intervention dentaire, la constitution individuelle du patient, ainsi que les besoins de cas clinique doivent être pris en considération avant de choisir les matériaux et les possibilités de leurs applications.

4.Copmment utiliser Porcelain Liner M

①Préparation de la surface de céramique

Éliminer toute contamination et coloration à la surface de la céramique. Nettoyer avec des disques abrasifs ou des pointes montées, avec de la ponce sans corps gras ni fluor.

*Il est possible de décontaminer la surface avec l' Activateur Rouge du coffret **Super-Bond C&B** (disponible également séparément).

*L'utilisation d'un bain ultrasonique est également efficace.

②Préparation du mélange des Liquides A et B

Déposer des Liquides A et B dans le godet de mélange plastique et mélanger avec une éponge.

[RAPPORT DU MELANGE]

Liquide A/Liquide B = 1/1 en volume et en poids

*Le mélange est utilisable immédiatement.

*Le mélange est très volatile, l'utiliser immédiatement.

③Application de Porcelain Liner M

A l'aide d'une éponge (fournie dans le coffret), appliquer le mélange sur la surface de céramique.

*Étaler avec un bref jet d'air si le liquide s'accumule dans une concavité.

*L'application du mélange sur la dent ou sur le métal ne perturbe pas d'adhésion.

*Si possible, après l'application de **Porcelain Liner M**, chauffer la surface de céramique à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à l'air chaud (80°C-120°C, 2-3 min) afin d'améliorer la qualité du collage.

④Collage

Appliquer le ciment résine adhésif (**Super-Bond C&B**) en suivant le mode d'emploi spécifique.

*Éviter soigneusement toute contamination de la surface traitée et appliquer rapidement le ciment résine.

5.Applications cliniques

- ①Réparation de la céramique
 - Réparation d'une couronne céramique fracturée.
 - Réparation d'une facette céramique fracturée à l'aide d'un composite.
 - Collage de couronnes céramique (jacket) et d'inlays/onlays céramique.
 - Collage de facette céramique.

- ②Collage de brackets orthodontiques sur une couronne céramique.

- ③Collage de brackets céramique sur une dent naturelle.

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

WICHTIG :
VOR DER ANWENDUNG ALLE INFORMATIONEN GRÜNDLICH LESEN.
BEWAHREN SIE DEN BEIPACKZETTEL ALS REFERENZMATERIAL AUF.

Adhäsivprimer für Keramik-Bonding

Porcelain Liner M

NUR FÜR DEN ZAHNÄRZTLICHEN ODER ZAHNTECHNISCHEN GEBRAUCH

1.Was ist Porcelain Liner M?

Porcelain Liner M ist ein Silan-Haftvermittler für Keramikoberflächen. Die Applikation dieses Produktes auf Keramikoberflächen vor dem adhäsiven Befestigen mit einem dentalen Adhäsiv-Kunststoff-Zement, z.B. Super-Bond C&B, erhöht die Haftfestigkeit und die Dauerhaftigkeit.

2.Inhalt des Sets:

- ①Flüssigkeit A (Liquid A) ----- 5mL
- ②Flüssigkeit B (Liquid B) ----- 5mL
- ③Dappen in Plastik (Plastic Dispensing Dish) ----- 15
- ④Schwämmchen(L-S) (Sponge L-S) ----- 1
- Beipackzettel
- Gebrauchsanweisung

3.Bei der Anwendung zu beachten :

Lesen Sie alle Informationen gründlich vor dem Gebrauch.

3.1 Sicherheit Bitte halten Sie sich an folgende Vorsichtsmaßnahmen für einen sicheren Gebrauch:

- ①**Anwendungsbereich**
Benutzen Sie Porcelain Liner M nur für die in diesem Blatt empfohlenen Anwendungsbereiche.
- ②**Überempfindlichkeit gegen Methacryl-Monomere**
Porcelain Liner M sollte nicht von Behandlern/Technikern oder bei Patienten mit einer Überempfindlichkeit gegen Methacryl-Monomere benutzt werden.
- ③**Symtomatische Irritationen**
Bei Anzeichen einer Überempfindlichkeit, beispielsweise Ausschlag, sollte Porcelain Liner M nicht weiter verwendet werden und ein Arzt aufgesucht werden.
- ④**Kontakt vermeiden**
Vermeiden Sie den Kontakt mit Schleimhaut, Haut und Augen. Intraoral wird die Verwendung von Kofferdam empfohlen. Bei erfolgtem Kontakt sollte die Haut bzw. Schleimhaut sofort mit Alkohol abgewischt und mit reichlich Wasser gespült werden. Kommt es zu einem Augenkontakt, spülen Sie sofort gründlich mit fließendem Wasser. Der Patient sollte einen Augenarzt aufsuchen. Das Tragen dentaler Handschuhe wird angeraten.
- ⑤**Beachten der Brennbarkeit**
Flüssigkeit A und Flüssigkeit B sind leicht brennbar. Vermeiden Sie eine Lagerung an Stellen, an denen die Exposition einer offenen Flamme möglich ist.

3.2 Lagerung

- ①**Lagerungsbestimmungen**
Lagern Sie die Flüssigkeiten A und B an einem kühlen, dunklen Ort. Hohe Temperaturen, hohe Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht reduzieren die Haltbarkeit.
- ②**Flüchtigkeit**
Flüssigkeit A und Flüssigkeit B sind leichtflüchtig. Verschließen Sie die Flaschen sofort nach Gebrauch wieder.
- ③**Kontamination**
Vertauschen Sie nicht die Flaschenverschlüsse. Die Dappen in Plastik sind Einmalartikel und sollten nicht wiederverwendet und nicht mit anderen Materialien verwendet werden.

Wie bei jedem zahnärztlichen Eingriff, sollte die individuelle Verfassung des Patienten, sowohl auch das spezielle Verlangen dieses klinischen Falles in Betracht gezogen werden bevor man die Materialien und die Möglichkeiten seiner Applikation auswählt.

4.So wird Porcelain Liner M angewendet

- ①**Vorbehandlung der Keramikoberfläche**
Entfernen Sie Verunreinigungen und Beläge von der Keramikoberfläche. Dies kann, je nach Fall verschieden, mit abrasiven Schleifern oder mit einem Prophy-Cup und fluorid- und ölfreier Bimspaste erfolgen. Danach gründlich spülen und trocknen.
*Die Applikation von rotem Aktivator unterstützt die Reinigung der Keramikoberflächen von Verunreinigungen.
*Ultraschallreinigung ist gleichfalls effektiv.
- ②**Herstellung der Mixtur von Flüssigkeit A und Flüssigkeit B**
Geben Sie Flüssigkeit A und Flüssigkeit B in die Vertiefung des beiliegenden Dappen in Plastik und verrühren Sie beides mit einem Applikationsschwämmchen.
[Anmischverhältnis:]
Flüssigkeit A/Flüssigkeit B = 1/1
*Die Mixtur ist sofort verwendbar.
*Die Mixtur ist leichtflüchtig. Verwenden Sie sie umgehend nach dem Anmischen.
- ③**Applikation des Porcelain Liner M**
Tragen Sie die Mixtur mittels beiliegendem Applikationsschwämmchen auf die adhäsiv zu befestigende Oberfläche auf.
*Blasen Sie vorsichtig mit dem Luftbläser, falls sich Flüssigkeit in Vertiefungen ansammelt.
*Applikation der Mixtur auf die Zahnoberfläche oder auf Metall beeinflusst nicht die Haftfestigkeit.
*Falls möglich, sollte nach dem Aufbringen von Porcelain Liner M mit einem Haarfön oder einem dentalen Warmluft-Trockner die Oberfläche hitzebehandelt werden, um die Haftfestigkeit zu steigern.

[Konditionen der Hitzebehandlung:]
bei 80-120°C : 2-3 Minuten.

④Adhäsives Einsetzen

Applizieren Sie den Adhäsiv-Kunststoff-Zement gemäß den Anweisungen.
*Vermeiden Sie durch vorsichtiges Vorgehen eine Kontamination der behandelten Keramikoberfläche und applizieren Sie zügig den Kunststoff-Zement.

5.Klinische Anwendungsbereiche

- ①Keramikreparatur
 - Reparatur von frakturierten Keramikkronen
 - Reparatur von frakturierten Keramikfacetten mit Komposit
 - Adhäsives Einsetzen von Vollkeramikkronen und Keramikinlays
 - Adhäsives Einsetzen von Keramikveneers
- ②Adhäsives Befestigen von orthodontischen Brackets an mit Keramik restaurierten Zähnen
- ③Adhäsives Befestigen von Keramikbrackets am Schmelz

I T

ISTRUZIONI

IMPORTANTE :
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
CONSERVARE QUESTO FOGLIETTO E CONSULTARLO PERIODICAMENTE.

Primer adesivo silanzizante per ceramica

Porcelain Liner M

SOLO PER USO ODONTOIATRICO E ODONTOTECNICO

1.Che cos'è Porcelain Liner M?

Porcelain Liner M è un legante silanico per superfici ceramiche. L'applicazione di questo prodotto su superfici ceramiche prima del fissaggio definitivo con un adesivo dentale cemento - resina, ad es. Super-Bond C&B, ne aumenta l'adesività e la durata.

2.Contenuto della confezione:

- ①Liquido A (Liquid A) ----- 5mL
- ②Liquido B (Liquid B) ----- 5mL
- ③Piatino in plastica (Plastic dispensing dish) ----- 15
- ④Spugnetta (L-S) (Sponge L-S) ----- 1
- Foglietto illustrativo
- Istruzioni per l'uso

3.Fare attenzione durante l'applicazione:

Leggere con attenzione tutte le informazioni prima dell'uso.

3.1 Sicurezza | Per un utilizzo sicuro preghiamo di rispettare le seguenti misure precauzionali

- ①**Campo di applicazione**
Utilizzare il Porcelain Liner M solo per le applicazioni consigliate in questo foglio.
- ②**Ipersensibilità nei confronti dei monomeri metacri-lici.**
Porcelain Liner M non andrebbe utilizzato da operatori o su pazienti che presentano una ipersensibilità nei confronti dei monomeri del metacrilato
- ③**Irritazioni sintomatiche**
Ai primi sintomi di ipersensibilità, ad esempio orticaria o eruzione cutanea, interrompere l'utilizzo di Porcelain Liner M e consultare un medico.
- ④**Evitare il contatto**
Evitare il contatto con mucose, pelle e occhi. Per l'uso intraorale si consiglia l'uso della diga.
In caso di contatto pulire immediatamente con alcol la pelle o la mucosa e risciacquare abbondantemente con acqua corrente. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare bene immediatamente con acqua corrente. Il paziente dovrebbe visitare subito un oculista. Si consiglia l'uso di guanti monouso per dentista.
- ⑤**Tenere sempre presente l'infiammabilità.**
Il liquido A ed il liquido B sono facilmente infiammabili. Evitare di conservare in luoghi dove è possibile l'esposizione a fiamme aperte.

3.2 Conservazione

- ①**Indicazioni per la conservazione**
Riporre i liquidi A e B in luogo fresco e al buio. Alte temperature, umidità elevata e esposizione diretta ai raggi solari riducono la durata del prodotto.
- ②**Volatilità**
Il liquido A ed il liquido B sono altamente volatili. Richiudere le bottigliette immediatamente dopo l'uso.
- ③**Contaminazione**
Non scambiate tra loro i tappi delle bottigliette. I piattini in plastica sono articoli usa-e-getta e non vanno riutilizzati né utilizzati con altri materiali.

Come in tutti i casi di trattamento odontoiatrco, prima di scegliere i materiali e le tecniche di utilizzo si deve considerare la costituzione di ogni singolo paziente oltre alle specifiche esigenze del caso clinico.

4.Come si utilizza Porcelain Liner M

- ①**Preparazione della superficie ceramica**
Eliminare dalla superficie ceramica le impurità e lo strato lipidico. Ciò può avvenire, a seconda dei casi, tramite abrasione o con Proph-Cup e pasta pomice senza fluoridi e senza oli. Di seguito risciacquare abbondantemente e asciugare.
*L'applicazione di attivatore rosso facilita la pulizia delle superfici ceramiche dalle impurità.
*La pulizia ad ultrasuoni è altrettanto efficace.
- ②**Preparazione della miscela di liquido A e liquido B**
Versare il liquido A ed il liquido B nel pozzetto del piattino in plastica in dotazione e mescolare i liquidi tra loro con la spugnetta per applicazioni.
[Dosatura:]
Liquido A/liquido B = 1 / 1
*La miscela si può utilizzare immediatamente.
*La miscela è altamente volatile. Utilizzare immediatamente dopo la miscelazione.
- ③**Applicazione del Porcelain Liner M**
Applicare la miscela con l'aiuto della spugnetta in dotazione sulla superficie da trattare successivamente con l'adesivo.
*Soffiare con attenzione con il soffiatore se il liquido si raccoglie in un'incavatura.
*L'applicazione della miscela sulla superficie dentale o su metallo non influisce sull'adesività.
*Se possibile, bisognerebbe trattare a caldo la superficie subito dopo l'applicazione di Porcelain Liner M con l'aiuto di un asciugacapelli o di un asciugatore dentale ad aria calda per aumentarne ulteriormente l'adesività.
[Trattamento a caldo:]
a 80-120°C : 2-3 minuti.
- ④**Applicazione dell'adesivo**
Applicare l'adesivo cemento resinoso come indicato nelle istruzioni.
*Agire con attenzione per evitare una contaminazione della superficie ceramica da trattare e applicare subito il cemento-plastico.

5.Indicazioni cliniche

- ①Riparazione di ceramica
 - Riparazione di corone ceramiche fratturate
 - Riparazione in composito di faccette ceramiche danneggiate
 - Cementazione adesiva di corone tuttaceramica(Empress, Inceram) e inlay in ceramica
 - Inserimento adesivo di veneer ceramici
- ②Fissaggio adesivo di brackets ortodontici su denti restaurati in ceramica
- ③Fissaggio adesivo di brackets in ceramica sullo smalto

ES

INSTRUCCIONES

IMPORTANTE :
LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES UTILIZAR EL PRODUCTO.
CONSERVE ESTE FOLLETO Y CONSÚLTELO PERIÓDICAMENTE.

Acondicionador adhesivo para la unión de porcelana

Porcelain Liner M

PARA USO EXCLUSIVO DE DENTISTAS O TÉCNICOS DENTALES

1. ¿Qué es Porcelain Liner M?

Porcelain Liner M es un agente de unión de silano para la superficie de la porcelana. La aplicación del producto en una superficie de porcelana antes del pegado con un cemento de resina como Super-Bond C&B mejorará la dureza y durabilidad de la unión.

2. Contenido del Kit

- ①Liquido A (Liquid A) ----- 5mL
- ②Liquido B (Liquid B) ----- 5mL
- ③Bandeja dispensadora de plástico (Plastic dispensing dish) ----- 15
- ④Esponja (L-S) (Sponge L-S) ----- 1
- Documento adjunto
- Instrucciones

3. Precauciones

Lea minuciosamente todas las instrucciones antes de su uso.

3.1 Seguridad | Guardar las siguientes precauciones para un uso seguro.

①Aplicaciones

Usar Porcelain Liner M sólo para las aplicaciones recomendadas en este folleto.

②Historia pasada de sensibilidad

Porcelain Liner M no debe ser usado por clínicos / técnicos o sobre pacientes que sean sensibles al monómero metacrílico.

③Síntomas de irritación

Cese inmediatamente el uso de Porcelain Liner M, si aparecen signos de irritación tales como rash cutáneo, y ver a un médico.

④Evitar contacto

Evitar el contacto con tejido blando, piel u ojos. Está recomendado el dique de goma para el uso intraoral. La piel o mucosa contaminadas deben ser limpiadas de inmediato con alcohol e irrigadas a fondo con agua corriente. Si Porcelain Liner M entra en el ojo, irrigar inmediatamente a fondo con agua corriente. El paciente deberá ser examinado por un oftalmólogo. Asegurarse de usar guantes dentales.

⑤Prestar atención a la inflamabilidad

El Líquido A y el Líquido B son inflamables. No almacenarlos donde puedan estar expuestos a llamas.

3.2 Almacenaje

- ①**Condiciones de almacenaje**
Almacenar el Líquido A y el Líquido B en lugar fresco y oscuro. Las altas temperaturas, alta humedad y la luz directa acortarán su vida.
- ②**Volatilidad**
El Líquido A y el Líquido B son altamente volátiles. Volver a tapar las botellas inmediatamente.
- ③**Contaminación**
No mezclar los taponess de las botellas. La Bandeja Dispensadora de Plástico es desechable. No reutilizarla, y evitar usarla con otros materiales.

Como en cualquier tratamiento dental, la constitución personal del paciente y las exigencias individuales del caso clínico deberán evaluarse antes de seleccionar los materiales y las condiciones de uso.

4. Cómo usar Porcelain Liner M

- ①**Pre-tratamiento de la superficie de la porcelana**
Quitar los contaminantes y las manchas de la superficie de la porcelana. Dependiendo del caso, limpiar usando ruedas y puntas abrasivas o una pasta de profilaxis de piedra pómez libre de flúor y libre de aceite, después irrigar a fondo con agua y secar.
*La aplicación de Red Activator ayudará a quitar los contaminantes de la superficie.
*También es efectivo el limpiador ultrasónico.
- ②**Preparación de la mezcla de Líquido A y Líquido B**
Vierta el Líquido A y el Líquido B en un pocillo de la Bandeja Dispensadora de Plástico y mezcle con una esponja aplicadora.
[Proporción de mezcla]
Líquido A / Líquido B = 1 / 1
*La mezcla se vuelve útil inmediatamente.
*La mezcla es volátil. Usarla rápidamente tras mezclarla.
- ③**Aplicación de Porcelain Liner M**
Usando una esponja aplicadora del kit, aplicar la mezcla a la superficie de porcelana que va a ser pegada.
*Echar aire suavemente si el líquido se queda en una muesca.
*La aplicación de la mezcla al diente o a la superficie de metal no afectará a la adhesión.
*Si es posible, tras aplicar Porcelain Liner M, calentar la superficie con un secador de pelo o un secador de aire caliente para mejorar la fuerza de pegado.
[Condiciones de manejo]
80 – 120°C durante 2 – 3 minutos.
- ④**Operación de pegado**
Aplicar el cemento de resina siguiendo las instrucciones.
*Evitar cuidadosamente la contaminación de la superficie tratada, y aplicar rápidamente el cemento de resina.

5. Aplicaciones clínicas

- ①Reparación de porcelana
 - Reparación de un diente de porcelana fracturado
 - Reparación con composite de una corona veneer de porcelana fracturada
 - Adhesión de coronas o inlays totalmente cerámicos
 - Adhesión de una veneer de porcelana
- ②Adhesión de brackets de ortodoncia a dientes de porcelana
- ③Adhesión de brackets cerámicos a la superficie del diente

Made in Japan by  **SUN MEDICAL CO.,LTD.** 571-2, Furutaka-cho, Moriyama, Shiga, 524-0044, Japan
Oststr. 10, 40211 Düsseldorf, Germany Phone: +49 (0) 211-77-582-9981 Fax: +49 (0) 211-77-582-9984

EC-Representative : **MITSUI CHEMICALS EUROPE GmbH**

Oststr. 10, 40211 Düsseldorf, Germany
Phone: +49 (0) 211-17332-0 Fax: +49 (0) 211-323486